



PERNUMA PERFOSET I/P, II/P Prägegeräte

zum Sichern von amtlichen Dokumenten, zum Prägen von Fotos oder Ausweisen oder einfach zum Schmücken von Visitenkarten oder des Briefpapiers durch ein Logo oder ein Familienwappen

Unsere manuellen Prägegeräte sind in zwei Größen lieferbar:

PERNUMA PERFOSET I/P

Der Durchmesser der Stempelgarnitur kann bis zu 40 mm betragen.

Gestochen scharfe Blindprägungen können in Papier oder dünnem Karton mit einer Stärke von bis zu 120 g/m² erzielt werden.

Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 75 mm (gerechnet vom Papierrand bis Mitte Stempelabdruck).


PERNUMA PERFOSET II/P

Der Durchmesser der Stempelgarnitur kann bis zu 75 mm betragen.

Es kann Papier oder Karton bis zu einer Stärke von 300 g/m² geprägt werden.

Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 100 mm (gerechnet vom Papierrand bis Mitte Stempelabdruck).





PERNUMA PERFOSET I/P, II/P Präegeräte

Um eine genaue Positionierung des Stempelabdrucks zu ermöglichen, werden alle Präegeräte serienmäßig mit je einem verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag geliefert.

Durch den Einbau eines Sicherheitsschlusses kann verhindert werden, dass unbefugte Personen mit den Geräten arbeiten.

Die Gravur des Oberstempels erfolgt im allgemeinen in Messing. Der Unterstempel besteht aus Kunststoff.

Wichtig

Wir bauen die Stempelgarnitur nach Ihren Wünschen ein. Damit der Abdruck leserichtig erscheinen kann, teilen Sie uns bitte immer mit, an welcher Stelle auf den Formularen geprägt werden soll.

Technische Daten

PERNUMA PERFOSET

| | I/P | II/P |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| Einfuhrtiefe: | ca. 75 mm | ca. 100 mm |
| Stempeldurchmesser max.: | 40 mm | 75 mm |
| Stärke des Oberstempels: | 10 mm | 12 mm |
| Stärke des Unterstempels: | 5 mm | 5 mm |
| Durchmesser des Zapfens: | 8 mm | 12 mm |
| Länge des Zapfens: | 10 mm | 12 mm |
| Gewicht netto: | ca. 5,8 kg | ca. 11,2 kg |
| Gewicht brutto: | ca. 6,7 kg | ca. 12,5 kg |
| Verpackung: | Karton | Karton |
| Verpackungsabmessungen: | | |
| Perfoset I/P | ca. 43 x 34 x 20 cm | |
| Perfoset II/P | ca. 59 x 25 x 36 cm | |

